

Emisor:

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: http://www.patindustrial.com

Enviar a:

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
Puerto Montt

Re-programar caja tipo 14 en robot 2, aumentar 1 capa a formato.

A realizarse de forma remota en horario hábil PAT.

Sujeto a limitaciones de altura compatibles con el equipo.

Se debe disponer de la celda 2 horas, donde no se podrá producir.

Se requiere la dedicación exclusiva de un operador en planta durante 2 horas.

Se solicita poder mantener un pallet del formato a modificar para la realización de pruebas.

Importes visualizados en CurrencyUF

| Descripción | IVA | P.U. | Cant. | Total (Base imp). |
|--|-----|------|-------|-------------------|
| Reprogramar receta 14, aumentar 1 capa paletizado. | 19% | 4,00 | 1 | 4,00 |

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Fecha prevista de entrega: 17 junio 2020

| | |
|-------------------|-------------|
| Total (Base imp). | 4,00 |
| Total IVA 19% | 0,76 |
| Total | 4,76 |