

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
Puerto Montt

Re-programar caja tipo 14 en robot 2, aumentar 1 capa a formato.

A realizarse de forma remota en horario hábil PAT.

Sujeto a limitaciones de altura compatibles con el equipo.

Se debe disponer de la celda 2 horas, donde no se podrá producir.

Se requiere la dedicación exclusiva de un operador en planta durante 2 horas.

Se solicita poder mantener un pallet del formato a modificar para la realización de pruebas.

Descripción

Total: 01:00

Fecha : 18/08/2020 00:00 - Duración : 01:00

Reprogramar receta 14, aumentar 1 capa paletizado.

(Cantidad: 1)

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: